

## Инструкция по применению.

Наименование изделия: комплект медицинского назначения (одноразовый, нестерильный) состоит из:

- комбинезон -1 шт.,
- нарукавники– 1 пара,
- бахилы -1 пара,
- фартук – 1шт.

Состав материала: комбинезон изготовлен из нетканого материала «СпанБел» волокнистый состав 100% полипропилен; нарукавники, бахилы, фартук из ламинированного нетканого материала «СпанБел» волокнистый состав 100% полипропилен.

Описание:

- комбинезон с центральной застежкой на тесьму-молнию, с капюшоном и ветрозащитной планкой, застёгивающейся на текстильную застежку «контакт». Низ комбинезона, рукавов и передний край капюшона обработан с эластичной тесьмой. Размерные признаки: рост 158-188 см, обхват груди 100-116 см (размер 50-58);
- нарукавники по верхнему и нижнему краю с эластичной тесьмой. Размеры: длина нарукавников не менее 35 см в готовом виде, ширина посередине нарукавника не менее 20 см;
- бахилы в нижней части с усилителями. По переднему краю бахил расположены детали завязок (по 4 на каждой бахиле). Размеры: высота не менее 60 см, длина по стопе не менее 35 см;
- фартук крепится сзади завязками. Размеры: длина изделия не менее 100 см, ширина (на уровне линии талии) не менее 80 см.

Область применения: комплект предназначен для использования в медицинских и лечебных учреждениях.

Способы применения: комплект надевается поверх одежды. Рекомендован для одноразового применения. Заменять изделия комплекта следует по необходимости, в зависимости от износа и повреждений. После применения комплект утилизируют согласно действующим предписаниям.

Эксплуатация изделий допускается при температуре окружающей среды от -20 до +40 °С.

Использовать по назначению.

Условия хранения: комплект следует предохранять от воздействия прямых солнечных лучей, нагрева, влаги и агрессивных сред, хранить в сухом помещении при относительной влажности не более 80% и температуре от -20 до +40 °С.

Срок хранения: 1 год.

Производитель: ОАО «Коминтерн», Республика Беларусь, г.Гомель, ул. Интернациональная, 5, тел. 339527, факс 339242, comintern@comintern.by.